

INNOVA T –

Die Taschenfederkern-Matratze für gesunden und entspannten Schlaf



Entspannt und wohlig liegen, dazu anatomisch richtig unterstützt, nach den Anforderungen der Ergonomie, das bietet Ihnen die Taschenfederkern-Matratze Innova T in jeder Liegeposition. Der neu konzipierte Tonnentaschenfederkern mit seinen unterschiedlichen Stütz- und Komfortzonen gewährleistet eine punktelastische Körperanpassung.

Die beidseitige Polsterung aus langlebigem und dauerelastischem HR-Schaum unterstützt die gute Körperanpassung optimal.

Die Polsterung ist den Körperzonen entsprechend konfektioniert, so dass die Schulter weich einsinken kann, während im Schwerpunktbereich besonders gut unter- bzw. gestützt wird. Die neuartige, verstärkte Sitzkante macht das Aufstehen und zu Bett gehen zum Vergnügen.



Durch ihr ausgezeichnetes Belüftungssystem bietet die Matratze „Innova T“ ein sehr gutes Schlafklima. Der Taschenfederkern, kombiniert mit dem offenporigen Polsterschaum, ermöglicht einen optimalen Luftaustausch. Mit verschiedenen Polsterungen und den drei Matratzenfestigkeiten „soft“, „medium“ und „fest“ können individuelle

Anforderungen erfüllt werden.

Exakt definierte „Knickpunkte“ ermöglichen eine ideale Kombination mit den dormabell „Innova KSK“ oder Motorrahmen. Die Komfort- und Stützzonen der Innova Unterfederung und der Matratze ergänzen sich in vorbildlicher Weise. Die Matratze „Innova T“ ist schadstoffgeprüft und erfüllt alle Kriterien des ECO-Umweltinstituts über Humanverträglichkeit.

Die Beratung von uns

Ihrer Gesundheit und Fitness zuliebe wünschen wir Ihnen einen erholsamen Schlaf und bieten dafür die besten Voraussetzungen. Als Bettenfachgeschäft sagen wir Ihnen, welcher Matratzen-Kern die für Sie orthopädisch richtigen Voraussetzungen erfüllt. Für speziellen Komfort bieten sich eine Fülle von Bezugs- und Polstermöglichkeiten an. Dazu passende Bettrahmen mit unterschiedlichen Verstellmöglichkeiten, auch mit Motor, sind der Garant für entspanntes Liegen und erholsamen Schlaf.

Wir erstellen für Sie Ihr individuelles Schlafsystem. Fragen Sie uns danach.

Wenn Sie Interesse an unseren Produktsortimenten und unserem aktuellen Leistungsangebot haben und Sie für Ihre Kaufentscheidung weitere Informationen wünschen – fragen Sie uns. dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

Pflegeanleitung

Mit dem Kauf dieser Matratze haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. Um dauerhaften Schlafkomfort zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

Verwenden Sie einen auf die Matratze abgestimmten Dormabell-Federholzrahmen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Zum Reinigen der Matratze verwenden Sie am besten eine weiche Bürste (kein Klopfen, kein Saugen). Drehen Sie die Matratze regelmäßig (im Winter öfter nötig, zur Vermeidung von Kondensfeuchtigkeit und zur Erhaltung der Gebrauchstüchtigkeit). Die ideale Raumtemperatur beträgt 16° - 18°. Neben dem regelmäßigen Lüften empfiehlt sich bei kalten Räumen das zumindest kurzzeitige Heizen, damit die in den Bettmaterialien enthaltene Feuchtigkeit abtrocknen kann. Dies ist bei geschlossenen Kastenbetten besonders wichtig. Zur Schonung Ihrer Matratze empfehlen wir die Verwendung einer Moltonauflage unter dem Betttuch und eines Matratzenschoners zwischen Rahmen und Matratze.

Bei aller Pflege bedenken Sie:

Auch die beste Matratze ermüdet irgendwann einmal und sollte deshalb – schon aus hygienischen Gründen – nach etwa 8 Jahren erneuert werden.



Alle dormabell Artikel werden vom ECO-Umweltinstitut auf Humanverträglichkeit geprüft.

Sicherheit für Sie.

Material-Information




Der innovative, feingliedrige Zonen-Taschenfederkern bewirkt den ausgezeichneten Liegekomfort, die hervorragende Unterstützung und Körperanpassung.

In unterschiedlichen Ausführungen je nach Komfortwunsch, Liegeempfinden und Körpergewicht lieferbar.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis 200/220 cm.


Bezugstoff-Varianten

Clean: 45% Lyocell, 31% Polyamid, 13% Viscose, 11% Polyester, versteppt mit 400g/qm Klimafaser. Bezug getrennt abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss, waschbar bis 60°. Wendegriffe.



Drell: 100% Viskose, beidseitig versteppt mit 500g/qm Schafschurwolle. 4-seitiger Reißverschluss, reinigungsfähig.

Wendegriffe.



„Innova T“ wurde in Verbindung mit der Innova Unterfederung als Gesamtsystem nach den strengen Kriterien des Ergonomie-Instituts München Dr. Heidinger, Dr. Jaspert, Dr. Hocke GmbH auf den mechanischen und mikroklimatischen Liegekomfort hin geprüft und ausgezeichnet.



dormabell Innova T

Anatomisch richtig unterstützt

TASCHENFEDERKERN-MATRATZE



Die Marke für erholsamen Schlaf